

Produkte und Zubehör
Products and accessories

 **reha medi**
Hoffmann GmbH




www.rehamedi.de





Mobilizer® Medior Art.-Nr. 6020412 art. no.



Mobilizer® Norbert Art.-Nr. 5020410 art. no.




















Mobilizer® Ottfried Art.-Nr. 7020408-01 art. no.



Abbildungen zeigen optionale Ausstattung

+ Weitere empfehlenswerte Ausstattung More accessories for your Mobilizer®

- | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 
Art.-Nr. art. no.
6040106
Kopfstütze, fixierend
head rest with headband | 
6040116
Positionierungspolster
r positioning cushion | 
7040115
Beingurt
leg belt | 
6040110
Thoraxgurt
body belt | 
6040109
Beckengurt
lap belt | 
6040107
Wadengurt
calf belt |
| 
Art.-Nr. art. no.
5040005
Pelottengurt
pad belt for backrest | 
6040122
Stabilisierungskissen
3-Kammer-System
stabilisation cushion | 
5090010
Seitenbügel
side bars | 
50600001
Intensivschienen
intensive rails | 
6040202
Infusionsstativ
infusion stand | 
6040204+5432402
Tisch+Polsterauflage
table with u-pad |
| 
Art.-Nr. art. no.
8040701
Lagerungsrolle
positioning roll | 
1080005
Rollboard
rollboard | 
6040303
Vibrationsmodul
vibration module | 
6050001
Zusatzakku
additional battery | 
6040117
Verbreiterung
enlarged option | |

* werksseitig
factory-set



Curalizer® Bruno Art.-Nr. 8210000-02 art. no.



Curalizer® Arne Art.-Nr. 8010408-02 art. no.



Abbildungen zeigen optionale Ausstattung

+ Weitere empfehlenswerte Ausstattung More accessories for your Curalizer®

- | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 
Art.-Nr. art. no.
8040300
Nackenkissen
neck pillow with pads | 
8040700
Pelottengurt
pad strap | 
8040100+8040200
Tisch mit
Polsterauflage
table with u-pad | 
1300010
Sitzhemd
back support | 
1200000
Sitzhose
pelvic harness | 
8040701
Lagerungsrolle
positioning roll |
| 
Art.-Nr. art. no.
8020010-01
Gurthalter
strap holder | 
8040501
Seitenbügel
side bars | 
6040119
Stabilisierungskissen
3-Kammer-System
stabilisation cushion | 
6040202
Infusionsstativ
infusion stand | 
6050001
Zusatzakku
additional battery | 
8240300
Verbreiterung
enlarged option |

* werksseitig
factory-set

Transportrollstuhl Ernst | Transport wheelchair

Art.-Nr. 2110408
art. no.



Abbildung zeigt optionale Ausstattung



Art.-Nr. | art. no.



2040000

Ablagekorb
tray



2060004

Pfandsystem
deposit
system



2110409

Verbreiterung
enlarged option

Pflegerrollstühle Laura & Gertrud | Nursing chairs



Laura

Gertrud

Art.-Nr. 4020409
art. no.



Art.-Nr. 1020409
art. no.



Art.-Nr. | art. no.



4150001

Pelottengurt
pad strap



6040119

Stabilisierungskissen
3-Kammer-System
stabilisation cushion



2060006

Infusionsstativ
infusion stand



1030000+1240002

Tisch + Polsterauflage
table with u-pad



1070005 / 4090008

Beinstütze / -auflage
legrest / leg support

Bezugsmaterialien | Upholstery



Standard | standard:
lime-anthrazit



Transportrollstuhl Ernst
Transport wheelchair:
anthrazit



Polster und Pflegehinweise
Upholstery and care instructions:



► www.rehamedi.de

Mobilizer®



Unsere Mobilizer® sind zwischen Liege- und Sitzposition, sowie positionsunabhängig in der Höhe verstellbar. Der integrierte Längenausgleich sorgt für eine Minimierung der sonst üblichen Scherkräfte - das Dekubitusrisiko wird deutlich reduziert.

All Mobilizer® can be adjusted continuously from lying to sitting position. Furthermore, an independent height-adjustment is possible. One special feature is our innovative and patented length adjustment mechanism, which minimizes any shear forces and therefore minimizes the risk of decubitus.

Curalizer®



Unsere Curalizer® zeichnen sich durch ein besonders einfaches, intuitives Handling aus. Sie lassen sich stufenlos zwischen einer angenehmen Ruheposition und einer mobilisierenden Aufstehhilfe verstellen.

Die Einstellung auf die gewünschte Arbeitshöhe erfolgt je nach Modell entweder elektromotorisch per Handschalter oder hydromechanisch durch Betätigung eines Fußhebels.

Our Curalizer® are comfortable mobilisation chairs that combine optimal functionality with simple operability. They can be adjusted in one continuous movement from comfortable resting position to standing aid. The working height can be adjusted individually in each position electromotively or hydromechanically.




Transportrollstuhl

Transport wheelchair



Unser Transportrollstuhl Ernst ist ein robuster, kompakter Transportstuhl mit exzellenten Fahreigenschaften und einer Belastbarkeit bis 230 kg. Das hervorragende Handling resultiert aus kurzer Bauweise, großen Hinterrädern, breiten Schiebegriffen und Zentralbremse.

Our „Ernst“ is a compact, light and strong transportation wheel chair with perfect handling and maneuverability and capacity until 230 kg. It has big back wheels, wide handles and a central braking system.



Ihr Ansprechpartner

Your contact

ORTHOmedical®

PFLEGE- UND MEDIZINTECHNIK

Orthofit GmbH
Hauptstraße 70
4890 Frankenmarkt - AUSTRIA

☎ +43 (0) 7684 21460
✉ frankenmarkt@orthofit.at

www.orthomedical.at

www.orthofit.at

Hersteller | Manufacturer

Reha & Medi Hoffmann GmbH
Debyestraße 5
04329 Leipzig - GERMANY

☎ +49 (0) 341 392849-60
✉ info@rehamedi.de

www.rehamedi.de



Gefördert aus Mitteln
der Europäischen Union

Europa fördert Sachsen.



Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung

Datum: 01.02.2023
Revision: 6
Datei: 2023-02-01_Rev.6_Produkte-und-Zubehoer