



## **Apollo "SUPREME" Care Chair DX-FR**

**Druckentlastender  
Sitz- und Liegekomfort !**

- **hochwertiger Schaumstoff  
und bielastischer  
Dartex®Stoffbezug**

- **stufenlos verstellbar zwischen Liege- und  
Sitzpositionen, als auch in der Sitzneigung**
- **schwenkbare Armlehnen und Seitenteile,  
für barrierefreien seitlichen Transfer**

**Optimale  
Druckverteilung  
& hoher Komfort!**



# Apollo "SUPREME" Care Chair DX-FR

**Druckentlastender  
Sitz- und Liegekomfort !**

## Produktmerkmale

Vielfältige Verstellmöglichkeiten, druckentlastende Schaumstofftechnologie und bielastischer Dartex®-Bezug für ein langes, schonendes Sitzen auch für immobile Personen.

Die abklappbaren Seitenteile ermöglichen eine optimale Positionierung sowie einen barriere-freien seitlichen Transfer, auch bei Rückenschräglage und Liegeposition.

Die ergonomische Konstruktion bietet eine hohe Sicherheit und komfortable Bedienung.

Feststellbare Laufrollen und Richtungsrollen vorne ermöglichen ein sicheres, stabiles Fahren und Manövrieren.

Der Überzug ist antibakteriell, wasserdicht, atmungsaktiv und wischdesinfizierbar.

## Technische Daten

**Sitzhöhe:** 65 cm  
**Sitztiefe:** 56 cm  
**Sitzbreite:** 50 cm

**Höhe der Rückenlehne:** 63 cm  
**Gesamthöhe:** 129 cm  
**Gesamttiefe:** 69 cm  
**Gesamtbreite:** 70 cm

**Gesamtlänge (in Sitzposition):** 120 cm  
**Beinhebewinkel:** 0 - 90°  
**Neigungswinkel-Stuhl:** 20°  
**Neigungswinkel-Rückenlehne:** 0 - 50°



Produktcode	Beschreibung
01.100.00751	Care Chair "SUPREME"
01.100.00751	Care Chair Seiten-Polster
01.100.00751	Care Chair Tisch

## Eigenschaften & Zubehör



Seiten-Polster erhöhen die Armablage und verringern die Sitzbreite



Tisch kippt nicht mit dem Stuhl, sodass Gegenstände nicht herunterfallen



Fixierbare Lenkrollen



Tisch einfach anzubringen und ordentlich verstaubar



Schiebegriff mit Steuerhebeln zum Neigen/Zurücklehnen

## das Neigungs-System



Die durchdachte Mechanik des Neigungs-Systems erlaubt die stufenlose Verstellung der Rückenlehne von der Sitzposition (selbst mit Beinhochlagerung) in die Liegeposition, sowie beliebige Sitzneigungen. Ein Kippen über Kopf wird durch ein durchdachtes Sperrsystem in der Hydraulik verhindert.

OrthoFit GmbH -> OrthoMedical  
Hauptstraße 70  
4890 Frankenmarkt - ÖSTERREICH

☎ +43 (0) 7684 21460-0  
☎ +43 (0) 7684 21460-90  
✉ info@orthomedical.at

[www.orthomedical.at](http://www.orthomedical.at)