

beKa
hospitec



CARLO Alu

Modell Classic 185

Das ideale Hilfsmittel zum sicheren und mühelosen Heben,
Umlagern und Transfer Ihrer pflegebedürftigen Bewohner

CARLO Alu, Modell Classic 185

bietet ein Maximum an Sicherheit und Komfort ...



Die ideale Entlastung in der täglichen Pflege ...

Der CARLO Alu, Modell Classic 185, zeichnet sich durch seine extrem leichte, aber dennoch stabile Aluminiumbauweise aus und bietet Ihren Bewohnern und Ihrer Pflegekraft ein Maximum an Sicherheit und Komfort.

Der Auslegearm mit 4-Punkt-Schlaufenbügel lässt sich mittels Handbedienteil bis zum Boden absenken und gewährleistet dadurch eine sichere und unkomplizierte Aufnahme einer gestürzten Person vom Boden durch nur eine Pflegekraft. Das Fahrgestell lässt sich elektrisch spreizen und bietet somit einen hohen Bedienkomfort. Aufgrund der geringen Höhe des Fahrgestells können mit dem CARLO Alu, Modell Classic 185, problemlos sowohl Badewannen als auch Pflegebetten unterfahren werden.

Der stabile Gurtbügel ist für alle Schlaufengurte geeignet, besitzt einen Sicherheitsverschlussmechanismus für die Gurtaufnahme und zeichnet sich durch eine zum Patent angemeldete Einstellmöglichkeit zur Rotationsminderung (ARM) aus.

Unser mobiler Gurtflitzer CARLO Alu, Modell Classic 185, unterstützt Ihr Pflegepersonal optimal und zuverlässig bei allen täglichen Hebe- und Transferrountinen und ermöglicht jederzeit ein ergonomisches, sicheres und effizientes Arbeiten, ohne zusätzliche Belastung des Bewegungsapparates durch manuelles Heben und Umlagern des Bewohners.



Vorteile für Ihre Pflegekraft und Bewohner ...

- Leichte Bauweise, da Fahrgestell und Hubsäule aus 100% Aluminium
- Extra leicht und wendig zu fahren
- Hochwertige, geschlossene STEINCO-Doppellaufrollen
- Elektrische Höhenverstellung sowie elektrisch spreizbares Fahrgestell
- Keine verunsichernden Pendel- oder Rotationsbewegungen während des Hebens und Transfers, zum Patent angemeldete Einstellmöglichkeit zur Rotationsminderung
- Handbedienteil mit Anzeige des Akkuladestandes
- Ergonomisches und gesundheitsschonendes Arbeiten, da kein manuelles Heben erforderlich ist
- 4-Punkt-Schlaufenbügel mit Sicherheitsverschlussmechanismus
- Akku und Ladegerät passen an alle BEKA Hospitec Lifter
- Große Auswahl an Komfort-Schlaufengurten in unterschiedlichen Größen
- Optional mit Patientenwaage erhältlich



Technische Daten CARLO Alu, Modell Classic 185

Fahrgestell (Länge/Höhe)	1.290 mm / 125 mm
Breite innen (geschlossen/gespreizt)	540 mm / 1.040 mm
Breite außen (geschlossen/gespreizt)	700 mm / 1.180 mm
Gesamtbreite des Lifters (Fahrgestell geschlossen)	700 mm
Hubbereich	1.400 mm
Max. Patientengewicht	185 kg
SWL	185 kg
Antrieb	24V LINAK Antrieb

Zubehör / Optionen

Digitale Patientenwaage
Transfurgurte mit Schlaufen (in unterschiedlichen Größen lieferbar, Standardgrößen S-XXL)
Badegurte mit Schlaufen (in unterschiedlichen Größen lieferbar, Standardgrößen S-XXL)
Toilettengurte mit Schlaufen (in unterschiedlichen Größen lieferbar, Standardgrößen S-XXL)
Softgurte mit Schlaufen (in unterschiedlichen Größen lieferbar, Standardgrößen S-XXL)
Ersatzakku 24V
Externes Wandladegerät

Ihr Ansprechpartner
Your contact

ORTHOmedical®

PFLEGE- UND MEDIZINTECHNIK

Orthofit GmbH Hauptstraße 70
4890 Frankenmarkt AUSTRIA

☎ +43 (0)7684 - 21460
✉ frankenmarkt@orthofit.at

www.orthomedical.at

www.orthofit.at