

Curalizer® Arne

Patientenmobilisation bis 230 kg, manuell

ORTHOFit®

HAUS DER GESUNDHEIT

Sichere, ergonomische & intuitive Patientenmobilisation

- positionsunabhängige Höhenverstellung
- **stufenlos** verstellbar
- **Sturzprophylaxe** durch belastbaren Fußtritt
- druckentlastende, abnehmbare Polsterteile
- **höhenverstellbare, nach hinten schwenkbare Armlehnen** für barrierefreien Transfer auch bei Rückenschräglage
- **schwenkbare Wadenauflage** zum Hochlegen der Beine
- Anti-Dekubitus-Polsterung



Einstellung auf die Patientengröße sowie ergonomische Arbeitsabläufe für das Pflegepersonal werden durch die Höhenverstellung gewährleistet.



Rückenlehnen- und Sitzneigungsverstellung mittels Simultantechnik für eine stabile Sitzposition des Patienten.



abnehmbare
Kopfstütze

ergonomischer
Schiebebügel



Sicherheitsfußtritt

Technische Angaben:

zul. Patientengewicht:	230 kg
Sitzhöhe:	45–70 cm
Sitzbreite:	56/70 cm*
Gesamtbreite:	74/80 cm*
Gesamtlänge (Sitzposition):	84 cm
Eigengewicht:	ca. 64 kg
Laurräder elektr. leitfähig:	Ø 15 cm
Platzbedarf:	0,67 m ²

* bei verbreiteter Ausführung

Abbildungen sind Computeranimationen. Das Aussehen kann in der Realität geringfügig abweichen.

Curalizer® Arne

Patientenmobilisation bis 230 kg, manuell

ORTHOFit®

HAUS DER GESUNDHEIT

Exzellentes Handling vereint mit ausgezeichnetem Komfort

Die simultane Verstellung der Rückenlehne und der Neigung des Sitzes mit nur einem Bedienelement erleichtert die stufenlose Einstellung zwischen einer angenehmen Ruhe- und einer mobilisierenden Aufstehposition.

Der Patient bleibt in einer stabilen Position bei Verstellung der Rückenlehne. Die unabhängige Höhenverstellung gewährleistet eine rüchenschonende Arbeitshaltung des medizinischen Personals – bei einem möglichem Patientengewicht bis zu 230 kg.

Die viskoelastische und abnehmbare Polsterung mit wischdesinfizierbaren Bezügen ist druckentlastend und ermöglicht ein längeres, schonendes Sitzen.

4 schwenkbare, Laufrollen mit Zentralbremsystem und Richtungsfeststellung bieten eine sichere, einfache Manövrierbarkeit auch auf engstem Raum.

Zusatzausstattung:

Für nahezu jeden Anwendungsfall gibt es passende Zusatzausstattungen.

- Pelottengurt zur seitlichen Unterstützung im Rückenbereich
- Seitenbügel und Gurthalter
- Tisch kann einfach auf die Armauflagen gelegt, positioniert und arretiert werden
- Polsterauflage für Tisch
- Infusionsständer zur beidseitigen Verwendung

EINSATZGEBIET:

Pflegeeinrichtungen, Rehasentren und Kliniken

