

Curalizer® Bruno

Mobilisation bis 230 kg, elektromotorisch

ORTHOFit®

HAUS DER GESUNDHEIT

Stabile Sitzposition & mobilisierende Aufstehhilfe

- positionsunabhängige Höhenverstellung
- **Sturzprophylaxe** durch **belastbaren Fußtritt**
- druckentlastende, abnehmbare Polsterteile
- **schwenkbare Armlehnen** für barrierefreien Transfer auch bei Rückenschräglage
- **schwenkbare Wadenaufgabe**
- 2 unterschiedliche **Sitzbreiten** (50/70 cm optional)
- **akkubetrieben**



elektrische Höhenverstellung



elektrische Rückenlehnen- und Sitzverstellung
mittels neuartiger Simultanmechanik

Technische Angaben:

Zul. Patientengewicht:	230 kg
Sitzhöhe:	45–70 cm
Sitzbreite:	56/70* cm
Gesamtbreite:	74/80* cm
Laufräder elektr. leitfähig:	Ø 15 cm
Akkudaten:	24V, 4,5Ah*

* bei Ausstattungsoption „erweiterte Sitzbreite“

Abbildungen sind Computeranimationen. Das Aussehen kann in der Realität geringfügig abweichen.

Curalizer® Bruno

Mobilisation bis 230 kg, elektromotorisch

ORTHOFit®

HAUS DER GESUNDHEIT

Sicherheit, Komfort und Platzangebot

Der Curalizer Bruno lässt sich elektromotorisch stufenlos zwischen einer angenehmen Ruheposition und einer mobilisierenden Aufstehhilfe einstellen. Die Mobilisation schwerer Personen wird dadurch wesentlich unterstützt. Weiters stehen 2 Sitzbreiten zur Wahl.

Eine stabile Sitzposition bei Verstellung ist durch unseren neu entwickelten Synchronmechanismus gewährleistet. Die unabhängige Höhenverstellung gewährleistet eine rüchenschonende Arbeitshaltung des medizinischen Personals – bei einem möglichen Patientengewicht bis zu 230 kg.

4 schwenkbare, große Laufrollen mit Zentralbremssystem bieten eine sichere, einfache Manövrierbarkeit auch auf engstem Raum.

EINSATZGEBIET:

Pflegeeinrichtungen und Klinikbereiche

Zusatzausstattung:

Für nahezu jeden Anwendungsfall gibt es passende Zusatzausstattungen.

Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl:

- Tisch- und Polsterauflage
- Pelottengurt
- Infusionsständer

