

FLEXO?

In der höchsten Position erreicht der Stuhl eine maximale Neigung von 20°

Maximale Hebegewicht 150 kg

Gepolsterter Sitz mit Aussparung

Hochklappbare abschwenkbare und arretierbare armlehnen mit vorderseitigem verschluss

Führungsschiene für Toiletteneimer oder Steckbecken

Einfach bedienbare hydraulische Höhenverstellung

Vier doppelt gebremste Lenkrollen

In der niedrigsten Position berühren die Fußstützen den Boden

Hochklappbare Fußstützen mit Wadenband

