


# Mobilizer Ottfried

Mobilisation bis 230 kg, elektromotorisch

# ORTHO *Fit*

## Ergonomisch, sicher & komfortabel

- sichere Mobilisation **bis zu 230 kg**
- **reduzierte Scherkräfte** bei Verstellung der Rückenlehne durch patentierten Längenausgleich - DEKUBITUS-PROPHYLAXE
- auf Patientengröße anpassbar durch **verstellbare Fußablage/-Stütze**
- abnehmbare, wischdesinfizierbare Polsterteile
- **interne Stromquelle**  - räumliche Unabhängigkeit



Höhenverstellung in jeder Sitz- und Liegeposition



stufenlos elektromotorisch verstellbar

## Technische Angaben:

Länge der Liegefläche:	190 cm
Liege-, Sitzhöhe:	66 - 89 cm
Sitzbreite:	65 cm
Sitztiefe:	50 cm
Gesamtbreite:	79,5 cm
Eigengewicht:	~ 125 kg
max. Patientengewicht:	230 kg
Platzbedarf:	0,85 m <sup>2</sup>
Laufräder:	Ø 15 cm
Akkudaten:	24 V, 4,5 Ah

DEUTSCHES PRODUKT

\*Externe Ladestation im Lieferumfang enthalten.

Die technischen Daten können aufgrund von Toleranzen bei der Herstellung variieren.

# Mobilizer Ottfried

Mobilisation bis 230 kg, elektromotorisch

# ORTHO *Fit*

## Neue Maßstäbe bei Transfer und Patientenmobilisation

Stabile Patientenposition bei Neigungsverstellung der Rückenlehne durch den patentierten Längenausgleich und automatischer Sitzkantelung zur Vermeidung von Scherkräften. Es entfällt somit der Aufwand zur Repositionierung des Patienten.

Ergonomische Arbeitsabläufe und der positive psychologische Aspekt des „auf Augenhöhe sein“ des Patienten mit seiner Umgebung werden durch die positionsunabhängige Höhenverstellung gewährleistet.

Schwenkbare Armlehnen bieten einen barrierefreien Transfer auch bei angestellter Rückenlehne – besonders hilfreich bei beatmeten Patienten.

Druckentlastende, viskoelastische Polsterung ermöglicht ein längeres Sitzen ohne Komplikationsgefahr.



## Zusatzausstattung:

- Pelottengurt zur seitlichen Unterstützung im Rückenbereich
- Begrenzungsgurt für seitliche und obere Führung der Oberschenkel für bessere Körperwahrnehmung
- Wadengurt
- Tisch – einfach auf den Armauflagen arretierbar
- viskoelastische Polsterauflage für Tisch
- Normschienen
- Infusionsständer zur beidseitigen Verwendung
- Zusatzakku

## EINSATZGEBIET:

Pflegeeinrichtungen sowie Wachkoma-Abteilungen und Krankenhäuser.

## Farben:

siehe Beiblatt