

# Ruhe- und Aufstehsessel

Bequem sitzen und liegen –  
sicher hinsetzen und aufstehen



CE



## Club Ruhe- und Aufstehsessel

Je nach Ausführung können Sie diese Annehmlichkeiten genießen:

- Lordosenstütze für zusätzliche Stabilität beim Sitzen
- magnetische Fernbedienung einfach direkt am Sessel zu befestigen
- mit der Fernbedienung in die Sitz-, Liege- oder Aufstehposition fahren
- Aufstehhilfe in der Armlehne
- verstellbare Kopfstütze
- verstellbare Sitztiefe
- weiche oder feste Polsterung – Sie haben die Wahl



### Sturzprophylaxe

- ✓ magnetische Fernbedienung verhindert gefährliche Stürze
- ✓ ein Akku als Zubehör vermeidet Stolperfallen durch herumliegende Kabel

Club1: einfaches Aufstehen, leicht zu bedienen



Club2 Soft: Sessel mit der Extraportion Komfort



Club2: schlafen und relaxen in einem Sessel


Club3: Entlastung der Beine durch Herz-Waage-Position



Club2 Mobil: der funktionale Sessel



## Club1: einfache Bedienung mit nur zwei Tasten

**Maximale Liegeposition** 

### Magnetische Fernbedienung

haftet auf und an der Seite der Armlehne und seitlich am Kopfteil – nie mehr nach der Fernbedienung bücken

### Lordosenunterstützung

zusätzliche Stabilität beim Sitzen



Club1  
1.499 €

### Einfache Bedienung

mit nur zwei Tasten in alle Positionen gelangen

### Sitztiefeinstellung

individuell anpassbar an Ihre Beinlänge

### Federkernpolsterung

bequem sitzen


### Farbvarianten



Microfaser  
beige




Webstoff  
mittelgrau



- nur zwei Tasten
- einfachste Bedienung

## Magnetische Fernbedienung



Sicher aufstehen

## Gemütlich entspannen



\*GGT steht für Gesellschaft für Gerontechnik; die Prüfsiegel des neutralen, deutschen, gemeinnützigen Kompetenzträgers bestätigen, dass Produkte in Funktion, Nutzerfreundlichkeit, Wartung und Pflege besonders empfehlenswert sind.



## Club2: schlafen und relaxen in einem Sessel

Maximale  
Liegeposition 

### Einstellbare Kopfstütze

mehr Komfort durch  
neigbares Kopfteil

### Stufenlose Einstellung der Rückenlehne

Sessel stoppt automatisch,  
sobald der Knopf der  
Fernbedienung  
losgelassen wird

### Sitztiefeinstellung

individuell anpassbar an  
Ihre Beinlänge

### Tagesbettfunktion

Mittagsschlaf ohne Wechsel  
ins Bett möglich, Seitenteil  
verhindert Herausfallen

### Separate Steuerung der Fußstütze

Füße hochlegen,  
während der Rücken  
gerade bleibt

### Magnetische Fernbedienung

haftet auf und an der Seite der  
Armlehne und seitlich am  
Kopfteil – nie mehr nach der  
Fernbedienung bücken

### Lordosenunterstützung

zusätzliche Stabilität  
beim Sitzen


### Leichter Positionswechsel


einfaches Verschieben  
im Raum dank Rollen




Club2  
1.999 €

### Farbkombinationen

 Webstoff mittelgrau &  
Kunstleder dunkelbraun

 Microfaser beige &  
Kunstleder dunkelbraun



- per Knopfdruck zum Tagesbett
- Rückenlehne und Fußteil  
separat einstellbar

Sicher aufstehen  
und hinsetzen



Separate Steuerung von  
Rückenlehne und Fußstütze

Horizontal liegen  
wie in einem Bett





## Club2 Soft: Schlafsessel mit der Extraportion Komfort

Maximale Liegeposition 

**Einstellbare Kopfstütze**  
mehr Komfort durch neigbares Kopfteil

**Stufenlose Einstellung der Rückenlehne**  
Sessel stoppt automatisch, sobald der Knopf der Fernbedienung losgelassen wird

**Tagesbettfunktion**  
Mittagsschlaf ohne Wechsel ins Bett möglich, Seitenteil verhindert Herausfallen

**Magnetische Fernbedienung**  
haftet seitlich an der Armlehne und am Kopfteil – nie mehr nach der Fernbedienung bücken

**Separate Steuerung der Fußstütze**  
Füße hochlegen, während der Rücken gerade bleibt

**Lordosenunterstützung**  
zusätzliche Stabilität beim Sitzen

**Sitztiefeinstellung**  
individuell anpassbar an Ihre Beinlänge


**Extra soft durch Polster**  
abnehmbare und anpassbare Kissen – ideal für Personen mit empfindlicher Haut

Club2 Soft  
1.999 €


### Farbvarianten



Microfaser  
beige



Webstoff  
mittelgrau



- per Knopfdruck zum Tagesbett
- Rückenlehne und Fußteil separat einstellbar

**Leichter Positionswechsel**  
einfaches Verschieben im Raum dank Rollen

Relaxen Sie im Club2 Soft



Weich und bequem dank extra Polsterung

Vier Räder für leichtes Verschieben





## Club2 Mobil: der funktionale Sessel

Inklusive aller Club2-Funktionen

Maximale Liegeposition 

**Schiebegriff**  
erleichtert den Transport  
von Personen

**Hygienisch**  
lässt sich wischdesinfizieren und  
ist wasserabweisend


**Abnehmbare Armlehnen**  
für den „seitlichen“ Transfer  
von Personen vom  
Bett/Rollstuhl in den Sessel


**Akku als Zubehör**  
mehr Beweglichkeit im  
Wohnbereich, keine  
Stolperfälle durch herum-  
liegendes Stromkabel


**Extra große, stabile Rollen**  
erleichtern den Transport  
von Personen

Club2 Mobil 2.599 €  
Club2 Mobil inkl. Akku 2.699 €

### Farbkombinationen

 Kunstleder dunkelbraun

 Webstoff mittelgrau &  
Kunstleder dunkelbraun



- Lieblingsposition programmierbar
- beleuchtete Tasten
- Rückenlehne und Fußteil separat einstellbar

Feuerresistent nach  
BS-Norm 5852 auf  
Schaum- und  
Bezugstoff

**Wischdesinfektion möglich!**  
Der Club2 Mobil ist in  
der Variante Kunstleder  
wischdesinfizierbar

Mit Schiebegriff für  
einen leichten Transport



Abnehmbare Armlehnen

Einfacher Transfer vom  
Rollstuhl in den Sessel





## Club3: Ruhe- und Aufstehsessel zur maximalen Entspannung

Maximale  
Liegeposition



### Einstellbare Kopfstütze

mehr Komfort durch  
neigbares Kopfteil

### Lordosenunterstützung

zusätzliche Stabilität  
beim Sitzen

### Herz-Waage-Position

die Position mit den Beinen  
oberhalb des Herzens  
entlastet Ihre Beine

### Magnetische Fernbedienung

haftet auf und an der Seite  
der Armlehne und seitlich am  
Kopfteil – nie mehr nach der  
Fernbedienung bücken

### 4 Kurzwahltasten

für schnelle Einstellung  
der Wunschposition

### Geringer Platzbedarf

Aufstellfläche beträgt  
nur 150 x 75 cm –  
ideal für kleine Wohnungen  
und wenig Platz

### Stufenlose Sitzneigungsverstellung


bis zu 108° kippar

Club3  
2.199 €

### Farbkombinationen

Webstoff mittelgrau &  
Kunstleder dunkelbraun

Microfaser beige &  
Kunstleder dunkelbraun




- Lieblingsposition programmierbar
- beleuchtete Tasten
- Rückenlehne und Fußteil separat einstellbar

## Relaxen durch Druckentlastung



Aufstehfunktion

## Entspannung in der Herz-Waage-Position



## Zubehör



### Schonbezug-Set

- enthält 1 Bezug für Fußablage und je 1 Bezug für Armlehne links und rechts
- waschbar bis 40°
- erhältlich in den Farben  
beige (Art.-Nr. 4058789002674)  
mittelgrau (Art.-Nr. 4058789002650)  
dunkelbraun (Art.-Nr. 4058789008676)

**UVP: 69,00 €\***

nicht erhältlich für Club2 Soft



### Inkontinenzauflagen-Set

- enthält 2 Auflagen für die Sitzfläche
- kein Verrutschen und einfaches Austauschen dank Klettsystem
- waschbar bis 40°
- schützt mit einer integrierten 100% Nässesperre aus PU-Membran und einer Baumwollschicht, die bis zu 500 ml Flüssigkeit aufnimmt
- erhältlich in den Farben  
beige (Art.-Nr. 4058789002940)  
mittelgrau (Art.-Nr. 4058789008744)

**UVP: 129,00 €\***



### Lendenkissen

- unterstützt die Lendenwirbelsäule
- auch zur Weichlagerung der Füße und Fersen nutzbar
- erhältlich in den Farben  
beige (Art.-Nr. 4058789005101)  
mittelgrau (Art.-Nr. 4058789005057)  
dunkelbraun (Art.-Nr. 4058789008669)

**UVP: 39,00 €\***

\* alle Preise inkl. MwSt.

## Zubehör



### Kopfkissen

- Unterstützt die Halswirbelsäule
- Auflegbares Kopfkissen kann individuell dem Nacken angepasst werden
- erhältlich in den Farben  
beige (Art.-Nr. 4058789007693)  
mittelgrau (Art.-Nr. 4058789007686)  
dunkelbraun (Art.-Nr. 4058789008652)

**UVP: 49,00 €\***



### Akku

- zur kabellosen Nutzung des Sessels
- vermeidet Stolperfälle durch herumliegendes Kabel
- mehr Beweglichkeit innerhalb des Wohnbereiches
- (Art.-Nr. 4058789012109)

**UVP: 299,00 €\***

## Kopfkissen als Zubehör



\* alle Preise inkl. MwSt.



## Der Schwenktisch für alle Club-Sessel

- die perfekte Ablage: hält bis zu 20 kg auf der Tischfläche
- sehr stabil und stützfest: Sie können sich mit bis zu 100 kg auf dem Rohr abstützen
- beim Benutzen der Aufstehfunktion dreht sich der Tisch automatisch zur Seite und kann so den Sessel nicht beschädigen
- mit Hilfe von zwei Ringen am Fuß des Tisches ist die Höhe der Ablage verstellbar
- wird fest am Sessel verschraubt, kann links und rechts montiert werden
- 270° schwenkbar, Schwenkradius 70 cm
- wischdesinfizierbar
- in heller und dunkler Holzoptik erhältlich




Schwenktisch hell  
(Art.-Nr. 4058789006955)

**UVP: 299 €\***



Schwenktisch dunkel  
(Art.-Nr. 4058789007013)

**UVP: 299 €\***



\* alle Preise inkl. MwSt.

Tisch dreht bei der  
Aufstehfunktion  
automatisch zur Seite
























Große Ablagefläche


Fest am Sessel verschraubt





Finden Sie den Sessel, der zu Ihnen passt:		Farbvarianten		Neigung Rückenlehne	Sitzbreite (cm)	Sitzhöhe (cm)	Sitztiefe (cm)	Körpergröße (cm)	Sesselhöhe (cm)	Sesselbreite (cm)	Sessellänge in Ruheposition (cm)	Maximale Belastung (kg)	Aufstellfläche (cm)
Ruhe- und Aufstehsessel	<b>Alle Club Ruhe- und Aufstehsessel können mit einem Akku nachgerüstet werden und haben folgende Funktionen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• magnetische Fernbedienung</li> <li>• haptischer Abstützpunkt in der Armlehne an Ziernaht</li> <li>• Lordosenunterstützung</li> <li>• Aufstehfunktion</li> </ul>												
Club1	<b>Einfachste Bedienung mit nur zwei Tasten. Zusätzliche Funktionen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• super bequem dank Federkern</li> <li>• Sitztiefeinstellung zur Anpassung des Sitzes an Ihre Körpermaße</li> </ul> <b>UVP: 1.499,00 €</b> • beige (Art.-Nr. 4058789000052) • mittelgrau (Art.-Nr. 4058789000069)	 Microfaser beige	 Webstoff mittelgrau	133°	55	48	56/61	160-180	112	75	170	150	180x75
Club2	<b>Ideal zum Schlafen und Relaxen. Zusätzliche Funktionen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tagesbettfunktion: horizontales Liegen möglich</li> <li>• einstellbare Kopfstütze</li> <li>• auf 4 Rädern verrollbar</li> <li>• Sitztiefeinstellung zur Anpassung des Sitzes an Ihre Körpermaße</li> <li>• separate Steuerung der Fußstütze</li> </ul> <b>UVP: 1.999,00 €</b> • beige (Art.-Nr. 4058789005835) • mittelgrau (Art.-Nr. 4058789004678)	 Webstoff mittelgrau & Kunstleder dunkelbraun	 Microfaser beige & Kunstleder dunkelbraun	166°	55	46	47/51	150-190	121	75	194	150	200x75
Club2 Soft	<b>Noch bequemer durch extra weiche Polsterung, ideal bei dünner und sensibler Haut. Zusätzliche Funktionen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tagesbettfunktion: horizontales Liegen möglich</li> <li>• abnehmbare Polster</li> <li>• auf 4 Rädern verrollbar</li> <li>• Sitztiefeinstellung zur Anpassung des Sitzes an Ihre Körpermaße</li> <li>• separate Steuerung der Fußstütze</li> </ul> <b>UVP: 1.999,00 €</b> • beige (Art.-Nr. 4058789001691) • mittelgrau (Art.-Nr. 4058789008393)	 Microfaser beige	 Webstoff mittelgrau	166°	49	50	47/51	150-190	123	75	194	150	200x75
Club2 Mobil	<b>Große Räder und Schiebegriff für den Transport. Zusätzliche Funktionen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tagesbettfunktion: horizontales Liegen möglich</li> <li>• auf 4 Rädern verrollbar und für den Transport von Personen zugelassen</li> <li>• lässt sich wischdesinfizieren und ist wasserabweisend</li> <li>• abnehmbare Armlehnen für den seitlichen Transfer von Personen vom Bett/Rollstuhl in den Sessel</li> <li>• Sitztiefeinstellung zur Anpassung des Sitzes an Ihre Körpermaße</li> </ul> <b>UVP: 2.599,00 €</b> • dunkelbraun (Art.-Nr. 4058789011706) • mittelgrau/dunkelbraun (Art.-Nr. 4058789011713)	 Kunstleder dunkelbraun	 Webstoff mittelgrau & Kunstleder dunkelbraun	166°	55	50	47/51	150-190	128	75	190	150	200x75
Club3	<b>Sessel zur maximalen Entspannung. Zusätzliche Funktionen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entlastung der Beine durch Herz-Waage-Position</li> <li>• einstellbare Kopfstütze</li> <li>• Lieblingsposition programmierbar</li> <li>• beleuchtete magnetische Fernbedienung</li> <li>• separate Steuerung der Fußstütze</li> </ul> <b>UVP: 2.199,00 €</b> • beige (Art.-Nr. 4058789005866) • mittelgrau (Art.-Nr. 4058789005859)	 Webstoff mittelgrau & Kunstleder dunkelbraun	 Microfaser beige & Kunstleder dunkelbraun	108°	53	50	54	150-190	119	75	151	150	150x75





alle Preisangaben sind unverbindlich bzw. vorbehaltlich aktueller Anpassung! Exakte Preise und weitere Infos auf Anfrage:



**ORTHOmedical®**  
PFLEGE- UND MEDIZINTECHNIK

**ORTHOFit®**  
HAUS DER GESUNDHEIT

Hauptstraße 70  
A-4890 Frankenmarkt  
☎ +43 (0)7684 21460

☎ +43 (0)7684 21460 -90  
frankenmarkt@orthofit.at  
www.orthofit.at