

## EVASION II

(ergonomischer Pflegestuhl mit manueller Rückenlehne)



Der Rollstuhl EVASION II ist für pflegebedürftige Menschen konzipiert.

Verwendung im Innen- und Außenbereich. Die Beinstütze wird beim Neigen des Stuhls mitbewegt.

Wie bei jedem Produkt von INNOV'SA sind die Rückenlehne, der Sitz, die Kopfstütze und die Armlehne mit einer weichen Komfortpolsterung ausgestattet um Druckstellen zu reduzieren, abnehmbar, leicht austauschbar und bei 30° waschbar.

Maßgeschneiderter Kopfkeil



Visco Schaum



### Eigenschaften :

- **Optimale Hygiene** : Überzüge **austauschbar, abnehmbar und waschbar** (Maschinenwäsche 30°).
- **Leichter Austausch** der Polsterung bei Verschleiß.
- **Polsterung** : mit hohler Polyurethan-Silikonfaserfüllung, um Druckstellen zu reduzieren.
- **Brems-System mit Trommel-Bremsen**
- **Zwei einzelne Fusstützen**
- **Farben** : 3 unterschiedliche Varianten  
PVC/Polyurethan : Kakau, Ebenholz, Himbeere –  
**Samt-Oberfläche wasserabweisend**: Schoko-braun oder schwarz –  
**Meliertes Stoff** : in Grau oder Braun.
- Pvc/Polyurethan Oberfläche nach Brandschutzklasse M2.

- **5 Sitz-Breiten** : 38 cm, 44 cm, 50 cm, 56 cm and 65 cm.
- **Höhe der Sitzfläche** : 48 cm
- **Gesamtbreite** : 67 cm (T1, T4, T7), 73 cm (T10), 79 cm (T13)
- **4 Options erhältlich** :  
Pull down tray - Adjustable side support (right/left) – Custom-made head wedge – Visco foam
- **Maximales Nutzer-Gewicht** : 130 kg
- Lieferung „unmontiert“ pro Einheit
- **in Frankreich hergestellt.**
- Stuhl-Gewicht : knapp unter 38 kg
- **Garantie** : 2 Jahre







## Reinigungs-Hinweise:

Der Überzug ist abnehmbar und kann bei 30°C in der Maschine gewaschen werden. Wir empfehlen Ihnen, die Überzüge in einen Waschbeutel zu legen, um ihr ursprüngliches Aussehen zu schützen. Die voraussichtliche Lebensdauer des Rollstuhls hängt von der Nutzung, der Lagerung sowie der regelmäßigen Wartung und Reinigung ab.

Um Ihren INNOV'SA-Rollstuhl in gutem Zustand zu halten, müssen Sie eine regelmäßige Wartung durchführen

- Kontrollieren und reinigen Sie die Räder. Ersetzen Sie die Räder bei Bedarf.
- Kontrollieren Sie die Befestigung der Schrauben, Griffe und Einstellknöpfe.
- Kontrollieren Sie die Bremsen.
- Überprüfen Sie den Stuhl (Sauberkeit, Risse, Beschädigungen an Bauteilen usw.) und reinigen Sie ihn. Ersetzen Sie den Überzug bei Bedarf.

## Technische Spezifikationen

Sitzbreite	Sitztiefe	Gesamtbreite	Sitzhöhe	Gesamt Höhe	Stuhl-Gewicht	Max Trag-Last
						
380 mm 440 mm 500 mm 560 mm 650 mm	480 mm	670 mm 670 mm 670 mm 730 mm 790 mm	480 mm	1320 mm	38 kg	130 kg
Maß- und Gewichtstoleranzen ± 15mm / 1.5 kg						

**ORTHOFit®**  
HAUS DER GESUNDHEIT

**Orthofit GmbH**  
Hauptstraße 70  
4890 Frankenmarkt  
Austria  
☎ +43 (0)7684 21460  
☎ +43 (0)7684 21460 - 90  
frankenmarkt@orthofit.at