

CARILEX CENTRIUS

Matratzensatzsystem für Hochrisikopatienten

Schaumstoff-
unterlagen optional
erhältlich.
2,5 cm und 5 cm



PRODUKTBESCHREIBUNG

- automatische Gewichtserkennung - keine manuelle Gewichtseingabe nötig
- 3 Komfortstufen für optimalen internen Druck entsprechend individueller Patientenbedürfnissen.
- IPS Technologie reagiert auf Bewegungen des Patienten mittels automatischer Anpassung des Matratzendruckes
- dynamische und statische Therapiemodi
- maximale Matratzenbefüllung für pflegerische Maßnahmen
- Sicherheit durch akustische und visuelle Alarmfunktionen
- kompaktes, leichtes Aggregat ist besonders geräuscharm und vibrationsfrei
- CPR-Ventil ermöglicht eine schnelle und einfache Entlüftung der Matratze für Notfallsituationen
- der bi-elastische, wasch- und desinfizierbare Bezug ist Reiß- und abriebfest sowie atmungsaktiv, wasserdicht und hautfreundlich
- Luftzellen aus extraweichem TPU Material bieten optimale Patientensicherheit und -komfort sowie strukturelle Stabilität durch richtungsgebundene Befestigung / Einrastung

CARILEX CENTRIUS

Matratzenersatzsystem für Hochrisikopatienten

DAS LUXURIÖSE
UND LEISTUNGSSTARKE
MATRATZENSATZ-
SYSTEM, DAS DIE
WELT DER WUNDVER-
SORGUNG
VERÄNDERT.

- 01 maximale Matratzenbefüllung
- 02 3 Komfortstufen entsprechend individueller Patientenbedürfnisse - Keine Gewichtseingabe nötig
- 03 dynamische und statische Therapiemodi
- 04 akustischer und visueller Alarm im Störfall oder Druckabfall
- 05 Alarm reset, Entsperrtaste



AGGREGAT SPEZIFIKATIONEN

- Aggregat: REF : SR366
- Abmessungen: 315 x 220 x 120mm
- Gewichte: 2.8 kg
- Leistung: 12W

MATRATZEN SPEZIFIKATIONEN

- Abmessungen: 82x200 / 90x200
erhältlich in den Stärken:
8" / 20cm für 200 kg
7" / 17,5cm ... 180 kg
5" / 12,5cm ... 150 kg
- Gewichte: 10.5 kg , 11.3 kg
- Material Luftzellen TPU
- Patientengewicht: bis 250 kg
- Aufbau: 20 dynamische voneinander unabhängige
Luftzellen kooperieren miteinander

CARILEX CENTRIUS

Abmessungen	Artikelnummer
Centrius Kompressor	S2106-3065
5" 82x200	S2202-2030
5" 90x200	S2202-2010
7" 82x200	S2202-2210
7" 90x200	S2202-2220
8" 82x200	S2101-2280
7" 90x200	S2101-2290

Sondermaße und Bezugsvarianten sind möglich. Preise auf Anfrage!