

# CARILEX DUAL FLEX

Ein dynamisches Matratzensersatzsystem für Hoch- und Höchststrisikopatienten, welches die Eigenschaften einer hochqualitativen Schaumstoffmatratze mit der Funktion einer aktiven Luftzellentechnologie vereint



## PRODUKTBESCHREIBUNG MATRATZE

- Geltex technologie - Klinisch getestet, Atmungsaktiv
- niedriger Oberflächendruck für verbesserte Blutzirkulation und Wundheilung
- automatische Gewichtserkennung - keine manuelle Gewichtseingabe nötig
- Möglichkeit einer manuellen Anpassung
- IPS Technologie zur perfekten Druckanpassung
- Sicherheit durch akustische und visuelle Alarmfunktionen
- ultraleises Aggregat - weniger als 28db
- Patiententransfermodus
- der bi-elastische, wasch- und desinfizierbare Bezug ist Reiß- und abriebfest sowie atmungsaktiv, wasserdicht und hautfreundlich
- Kanäle für Schlauch- und Zellenverbindungen um Druckpunkte an der Oberfläche zu verhindern.
- Nylon-Luftzellen mit TPU-Lamination bieten optimale Patientensicherheit, Komfort, Langlebigkeit sowie perfekte Stabilität und Einrastung im Bettrahmen.

### AGGREGAT SPEZIFIKATIONEN

- Abmessungen: 26 x 22 x 9 cm
- Gewichte: 2.8 kg
- Leistung: 20w

### MATRATZEN SPEZIFIKATIONEN

- Abmessungen: 90 x 200 x 18 cm
- Gewicht 8 kg
- Schaumstoff
- Material Luftzellen:  
Nylon mit TPU Lamination
- Bezug: Polyester Trikot mit PU Lamination
- Patientengewicht: bis 250 kg

## CARILEX DUAL FLEX

Abmessungen	Abmessungen
Kompressor DualFlex	S2602-3063
DualFlex M-Set 90 x 200cm TDX Carilex	S2602-2040

Sondermaße und Bezugsvarianten sind möglich. Preise auf Anfrage!