

# DEKULAST XXL RZ SCHWERLAST- MATRATZE

Schwerlastmatratze zur  
Dekubitusprophylaxe und  
-therapieunterstützung



## PRODUKTBESCHREIBUNG

- vierschichtig aufgebaute Schwerlastmatratze für adipöse Patienten/Bewohner mit angenehmen Liegeeigenschaften und guter Druckverteilung durch Kombination von gewichtsausgleichenden Stabilisierungsschichten und durchgehender viscoelastischer Liegefläche
- der Kernaufbau mit einer Gesamthöhe von 18 cm fängt das Anwendergewicht sicher auf, hält die Matratze jederzeit formstabil und gewährleistet eine ausreichende Stützkraft
- die oberen viscoelastischen Liegeschichten passen sich punktelastisch (und temperaturabhängig) an die anatomischen Körperkonturen des Anwenders an, verteilen den Auflagedruck auf eine größere Fläche und verbessern somit die Durchblutung dekubitusgefährdeter Körperbereiche
- die für schmerzempfindliche Anwender geeignete DEKULAST XXL ist mit einer mobilisationsfördernden Randzone ausgestattet, die gleichzeitig sturzprophylaktisch wirkt

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Patientengewicht: 180 bis 350 kg
- Raumgewicht: Liegeschicht: 50 kg/m<sup>3</sup> / Stüttschicht: 85 kg/m<sup>3</sup> / Grundsicht: 50 kg/m<sup>3</sup> / Rückstellschicht: 50 kg/m<sup>3</sup> / Randzone: 65 kg/m<sup>3</sup>
- Stauchhärte: Liegeschicht: 2,2 kPa 90 N / Stüttschicht: 3,0 kPa 120 N / Grundsicht: 8,0 kPa 350 N / Rückstellschicht: 3,8 kPa 150 N / Randzone: 11,0 kPa
- Charakteristik: Liegeschicht: viscoelastisch / Stüttschicht: viscoelastisch / Grundsicht: hochelastisch / Rückstellschicht: elastisch / Randzone: fest



## DEKULAST XXL RZ

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 100 x 18 cm	M17684	4056538999206
200 x 120 x 18 cm	M17686	4056538995567
200 x 140 x 18 cm	M17687	4056538995550
220 x 100 x 18 cm	M17685	4056538995598
220 x 120 x 18 cm	M17683	4056538995574
220 x 140 x 18 cm	M17688	4056538995543

Andere Abmessungen auf Anfrage. Sondermaße und Bezugsvarianten sind möglich. Preise auf Anfrage!