


# FUNKE MAXX 250 SCHWERLAST- MATRATZE

Schwerlastmatratze zur  
Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung



- thermisch aufbereitbar nach RKI-Richtlinien
- geeignet zur Schmerztherapie
- bis Stadium 4 (nach Prof. Seiler/EPUAP)
- HMV-Nr. 11.29.05.0026

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Patientengewicht: 40 bis 250 kg
- Raumgewicht: Liegeschicht: 50 kg/m<sup>3</sup> /  
Trägerschicht: 37 kg/m<sup>3</sup>
- Stauchhärte: Liegeschicht: 2,5 kPa /  
Trägerschicht: 3,8 kPa
- Charakteristik: Liegeschicht: viscoela-  
stisch / Trägerschicht: elastisch



Abmessungen	Artikelnummer
90 x 200 x 18 cm	DO 09500010
100 x 200 x 18 cm	DO 09500011
120 x 200 x 18 cm	DO 09500012
140 x 200 x 18 cm	DO 09500013

Andere Abmessungen auf Anfrage. Sondermaße und Bezugsvarianten sind möglich. Preise auf Anfrage!